

Dimethyl-Histon H3-K36 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Ihc, Ip & Elisa

Artikelnummer: CM0000237



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen dimethyliertes Lys36 des menschlichen Histons H3 (SWISS: Q16695/P68431). Validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und einer breiten Palette vorausgesagter Arten. Ideal für epigenetische und chromatinbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H3-K36 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histon H3-K36
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches dimethyliertes Peptid um K36 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breite Palette vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel