


Dimethyl-Histon H3-K4 (Q16695/P68431) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Chip, Wb Und Epigenetische Forschung

Artikelnummer: CM0000378



Einführung

DiMethyl-Histon H3-K4 Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Histon H3 (SWISS Q16695/P68431). Validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq und CUT&Tag. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies. Geeignet für epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H3-K4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histon H3-K4
Spezies	Human
GeneID (human)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches dimethyliertes Peptid um K4 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel