


Dimethyl-Histon H3-K4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Chip, Chip-Seq, Ihc-P

Artikelnummer: CM0000401



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen dimethyliertes Histon H3 Lysin 4 (H3K4me2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP und ChIP-seq. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H3-K4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histon H3-K4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel