


Dimethyl-Histon H3 (K79) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000253



Einführung

DiMethyl-Histon H3-K79 Kaninchen-pAb, validiert für Western Blot, ELISA und ChIP. Erkennt menschliches, murines und rattes H3K79me2. Geeignet für epigenetische Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H3-K79 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histon H3-K79
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches dimethyliertes Peptid um K79 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel