


Dimethyl-Histon H3-K79 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Q16695/P68431) – Validiert Für Wb, Ihc-P, Chip-Seq

Artikelnummer: CM0000393



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für dimethyliertes Histon H3 an Lysin 79 (H3K79me2). Erkennt humanes, murines und Ratten-H3. Geeignet für WB, IHC-P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Ideal für epigenetische Forschung und Chromatinuntersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H3-K79 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histon H3-K79
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GenID	8290, 8350
Immunogen	Ein synthetisches dimethyliertes Peptid um K79 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel