


Dimethyl-Histone H3-K9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Epigenetische Forschung | Wb, Chip, If/Icc

Artikelnummer: CM0000390



Einführung

DiMethyl-Histone H3-K9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) validiert für WB, ChIP, IF/ICC und mehr. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten. Ideal für epigenetische und Chromatin-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histone H3-K9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reaktivität vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel