

Dimethyl-Histon H4-K20 (P62805) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000292



Einführung

DiMethyl-Histon H4-K20 (P62805) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt dimethyliertes Lysin 20 von Histon H4. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H4-K20 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histon H4-K20
Spezies	Human
GeneID (human)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel