


Dimethyl-Histon H4-K20 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (P62805) - Validierter Antikörper Für Wb, Db, Ihc-P, Elisa In Epigenetik-Studien

Artikelnummer: CM0000321



Einführung

Erkennt spezifisch dimethyliertes Lysin 20 von humanem Histon H4 (P62805). Ideal für WB, DB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte und vorhergesagter breiter Spezies-Reichweite. Geeignet für Chromatinbiologie und epigenetische IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H4-K20 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histon H4-K20
Spezies	Human
GeneID (human)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogen	Ein synthetisches dimethyliertes Peptid um K20 von humanem Histon H4 (NP_003539.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	P62805
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel