


Dimethyl-Histone H4-K20 Kaninchen Pab (P62805) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000381



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der dimethyliertes Histon H4 an Lysin 20 (H4K20me2) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und einer Vielzahl von Spezies. Erkennt eine Bande von ~11 kDa; flüssig geliefert, auf Eisbeuteln versandt. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histone H4-K20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches dimethyliertes Peptid rund um K20 von menschlichem Histon H4 (NP_003529.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel