

Disc1 Kaninchen Mab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nri5

Artikelnummer: CM0005798



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DISC1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurogenese-, Hirnentwicklungs- und Schizophrenieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DISC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SCZD9; C1orf136; DISC1
Spezies	Human
GeneID (human)	27185
GeneID	27185
Immunogen	`Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRI5
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel