

## Dlat Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Bmf4

Artikelnummer: CM0025726

### Einführung

DLAT-Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen Maus-Dihydrolipoamid-Acetyltransferase (PDC-E2). Validiert in WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DLAT Kaninchen pAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik                                                                                        |
| Spezies           | Maus                                                                                                               |
| GeneID (Human)    | 1737                                                                                                               |
| GeneID            | 235339                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 86-305 der Maus-DLAT (NP_663589.3) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                 |
| SWISS             | Q8BMF4                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 68 kDa                                                                                                             |
| Versand           | Eistasche                                                                                                          |