

Dlgap5-Kaninchen-Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15398

Artikelnummer: CM0020862



Einführung

Hochwertiger polyklonaler DLGAP5-Kaninchenantikörper, validiert für Anwendungen in Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes DLGAP5 (DLG7/HURP), einen Regulator des Zellzyklus und potenziellen Krebsbiomarker.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLGAP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DLG7; HURP; DLGAP5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9787
GeneID	9787
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 547-846 des humanen DLGAP5 (NP_055565.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15398
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Kühlakku