

Dmgdh Rabbit Mab Für Wb, If-P, Elisa - Q9Ui17

Artikelnummer: CM0007563



Einführung

DMGDH Rabbit mAb ist ein monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Funktion der mitochondrialen Dimethylglycin-Dehydrogenase im Glycin-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMGDH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DMGDHD; ME2GLYDH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29958
Gen-ID	29958
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 472-866 von humanem DMGDH (NP_037523.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui17
Proteingewicht	45KD/97kDa
Versand	Eisbeutel