

Dnaja4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q8Ww22

Artikelnummer: CM0003573

Einführung

DNAJA4 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu membranlokalisierter Chaperonaktivität, alternatives Spleißen und Studien zu Zinkfingerproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJA4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55466
Gen-ID	55466
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-397 des menschlichen DNAJA4 (NP_057538.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8WW22
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel