

Dnajc17 Kaninchen Pab - Q9Nvm6

Artikelnummer: CM0024237



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes DNAJC17, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein ~35 kDa großes Protein. Nützlich für die Untersuchung der PAX8-vermittelten Transkriptionsregulation und chaperonbezogener Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC17 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DNAJC17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55192
GenID	55192
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-304 von humanem DNAJC17 (NP_060633.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVM6
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel