

Dnmt1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Artikelnummer: CM0028888



Einführung

DNMT1 Rabbit pAb ist ein polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes DNMT1, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal für Forschung zu DNA-Methylierung, epigenetische Vererbung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1786
Gen-ID	1786
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 760-1109 von DNMT1 (NP_001370.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26358
Proteinmasse	183 kDa
Versand	Eisbeutel