


Dopamin-Transporter/DAT Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01959

Artikelnummer: CM0005396



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanen Dopamin-Transporter (DAT) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung dopaminerger Signalwege und Neurodegeneration. SWISS: Q01959.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dopamin-Transporter/DAT Kaninchen-mak
Bemerkungen/Alias	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6531
GeneID	6531
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q01959
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistasche