

Dpp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ny33

Artikelnummer: CM0030392



Einführung

DPP3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes DPP3, ein zytosolisches Zink-Metalloprotease, das bioaktive Peptide wie Angiotensine und Enkephaline spaltet. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPPIII; DPP3
Spezies	Mensch
Gen-ID	10072
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem DPP3 (NP_569710.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NY33
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel