


Drd2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14416

Artikelnummer: CM0016640



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den menschlichen Dopamin-D2-Rezeptor (DRD2). Für Western Blot und ELISA validiert; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande von ca. 51 kDa. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung und die Untersuchung der GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DRD2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	D2R; D2DR; DRD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1813
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen DRD2 (NP_000786.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14416
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku