

DTL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nzj0

Artikelnummer: CM0017440



Einführung

DTL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-DTL. Ideal für die Erforschung von Zellzyklusregulation, DNA-Schadensantwort und Ubiquitinierungswegen in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DTL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDT2; RAMP; DCAF2; L2DTL; DTL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51514
Gen-ID	51514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 541-730 von humanem DTL (NP_057532.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NZJ0
Protein-Gewicht	79kDa
Versand	Eistasche