


Dusp12 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb Und Elisa - Q9Uni6

Artikelnummer: CM0017271



Einführung

DUSP12-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in humanen und murinen Proben. Erkennt die Dual-Spezifitäts-Phosphatase 12 (38 kDa), die an der Dephosphorylierung von Tyrosin- und Serin/Threonin-Resten beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP12-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	YVH1; DUSP1; DUSP12
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11266
Gen-ID	11266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 130-270 des humanen DUSP12 (NP_009171.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UNI6
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku