


Dusp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13115

Artikelnummer: CM0026145



Einführung

DUSP4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper erkennt menschliches DUSP4/MKP-2 in WB und ELISA. Zielt auf die duale Spezifitätsphosphatase ab, die ERK1/2 dephosphoryliert, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von ~43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP4 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TYP, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1846
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-168 von menschlichem DUSP4 (NP_001385.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13115
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel