

Dut Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P33316

Artikelnummer: CM0006605



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DUT (dUTPase), validiert für WB und ELISA. Rekombinantes C-terminales Immunogen; 27 kDa; kreuzreaktiv mit Mensch. Ideal für Forschung zu Nukleotidmetabolismus und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BMFDMS; dUTPase; DUT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1854
Gen-ID	1854
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-252 des humanen DUT (NP_001020419.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33316
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eispackung