


Dvl2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - O14641

Artikelnummer: CM0027382



Einführung

DVL2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Zielt auf das humane DVL2 (UniProt O14641) ab, ein zentraler Mediator der Wnt-Signalübertragung. Ideal für Entwicklungs- und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DVL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DVL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1856
GenID	1856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 600-700 des menschlichen DVL2 (NP_004413.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O14641
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel