


Dync1Li2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - 043237

Artikelnummer: CM0021933



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Dynein Light Intermediate Chain 2 (DYNC1LI2), beteiligt am mikrotubulibasierten Vesikeltransport; validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DYNC1LI2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1783
Gen-ID	1783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 328-492 von humanem DYNC1LI2 (NP_006132.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43237
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche