

Dysferlin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75923

Artikelnummer: CM0003779



Einführung

Dysferlin Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting, IHC-P und ELISA. Spezifisch für humanes Dysferlin (237 kDa), einen Kalziumsensor für die Membranreparatur. Ideal für Anwendungen in der Forschung zu neuromuskulären Erkrankungen und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dysferlin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MMD1; FER1L1; LGMD2B; LGMDR2; Dysferlin (Romeo)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8291
GenID	8291
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Dysferlin (Romeo) (O75923) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75923
Proteingewicht	237kDa
Versand	Eisbeutel