


E2F1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01094

Artikelnummer: CM0023645



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor E2F1, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2F1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1869
GenID	1869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 301-437 von menschlichem E2F1 (NP_005216.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01094
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel