


Ebf1 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q9Uh73

Artikelnummer: CM0016207



Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes EBF1, validiert in WB und ELISA. Ideal für B-Zell-Forschung und IVD-Testentwicklung, zielt auf den Pionier-Transkriptionsfaktor COE1 ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EBF1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
Spezies	Mensch
GenID	1879
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-591 von humanem EBF1 (NP_076870.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UH73
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel