

Ece1 Kaninchen Pab - P42892

Artikelnummer: CM0019453



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ECE1 (Endothelin-konvertierendes Enzym 1). Validierter Einsatz in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Erkennt ein Band bei ~87 kDa. Ideal für die Erforschung der Endothelin-1-Processing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ECE; ECE1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1889
GeneID	1889
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 670-770 von humanem ECE1 (NP_001388.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42892
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eistasche