

Eda Rabbit Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92838

Artikelnummer: CM0026848



Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes EDA (Ectodysplaslin-A) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Forschungsanwendung in Entwicklungsbiologie und Studien zur ektodermalen Dysplasie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	EDA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1896
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 62-182 von humanem EDA (NP_001390.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92838
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel