

Eed Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ip, Elisa - 075530

Artikelnummer: CM0027655



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EED (Polycomb-Protein EED, HEED, WAIT-1). Geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EED Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8726
Gen-ID	8726
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-400 von humanem EED (NP_694536.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075530
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche