


Eef2-Kaninchen-Mab - P13639

Artikelnummer: CM0006228



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen Elongationsfaktor 2 (eEF2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Translationselongation und der Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eEF2-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1938
GeneID	1938
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 759-858 des menschlichen eEF2 (P13639) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13639
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel