


Eefsec Kaninchen-Pak - P57772

Artikelnummer: CM0019514



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes EEFSEC (SELB), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt den selenocystein-spezifischen Elongationsfaktor, der an der Translation von Selenoproteinen beteiligt ist. Nützlich für die Untersuchung der Selenoprotein-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EEFSEC Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	SELB, EFSEC, EEFSEC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60678
GenID	60678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 347-596 von humanem EEFSEC (NP_068756.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P57772
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel