

Egf-Rezeptor (E746-A750Del-Spezifisch) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0018931



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper erkennt den EGF-Rezeptor mit der E746-A750-Deletion. Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit humanen Proben. Geeignet für Krebsforschung und Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGF-Rezeptor (E746-A750del-spezifisch) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen EGF-Rezeptors (E746-A750del-spezifisch)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteinmasse	134 kDa
Versand	Eisbeutel