

Egfr Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0007424



Einführung

Hochaffiner anti-EGFR Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Unterstützt Forschung zu EGF-Rezeptor-Signalwegen, Krebsbiologie und der Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGFR Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor
Spezies	Mensch
Gen-ID	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 335-525 des humanen EGFR (NP_005219.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Protein-Gewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel