


Egfr-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0016303



Einführung

EGFR-Kaninchen-pAb (polyklonal), validiert für die Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 1021-1210 umfasst. Geeignet für Krebs- und Signaltransduktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGFR-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1956
GeneID	1956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1021-1210 des menschlichen EGFR (NP_005219.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00533
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Kühlakku