

Egfr Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0020151



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes EGFR (ErbB-1, HER1). Validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen und Onkologie. 134 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGFR Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Art	Mensch
GenelD	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 von menschlichem EGFR entspricht (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00533
Proteinmasse	134 kDa
Versand	Eisbeutel