

Ehd4 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - Q9H223

Artikelnummer: CM0014633

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EHD4/PAST4, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines EHD4 (~61 kDa). EHD4 spielt eine Rolle beim frühen endosomalen Transport und der Angiogenese und ist relevant für die Krebs- und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHD4 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	PAST4; EHD4
Spezies	Mensch
Gen-ID	30844
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 362-541 von humanem EHD4 (NP_644670.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H223
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel