


Eif2S3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41091

Artikelnummer: CM0027734



Einführung

Zuverlässiger EIF2S3 polyklonaler Kaninchenantikörper für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Ratte. Zielt auf den Translationsinitiationsfaktor eIF2-Gamma ab, geeignet für Forschung zur Proteinsynthese und Studien zum eIF2-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF2S3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1968
GeneID	1968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 173-472 des menschlichen EIF2S3 (NP_001406.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P41091
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel