


Eif3F Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00303

Artikelnummer: CM0028945



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF3F (eIF3-p47, MRT67, EIF3S5). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Translationsinitiation und der Notch-Signalübertragung. ~38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3F Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
Spezies	Human
GeneID (human)	8665
GeneID	8665
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 88-357 von humanem EIF3F enthält (NP_003745.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00303
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel