


Eif3H Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O15372

Artikelnummer: CM0014989



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen EIF3H (eIF3IF3-p40), validiert für WB, IP, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Translationsinitiation und Proteinsynthese. - O15372

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF3S3; eIF3-p40; eIF3-gamma; EIF3H
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8667
GenID	8667
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-340 von humanem EIF3H (NP_003747.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15372
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel