

Eif4A1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Artikelnummer: CM0006734



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes eIF4A1 (DDX2A), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt eIF4A1 aus Mensch, Maus, Ratte und Affe – ideal für die Erforschung der Translationsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4A1-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; EIF-4A-I; eIF4A1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1973
Gen-ID	1973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen eIF4A1 (NP_001407.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P60842
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel