


Eif4Enif1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nra8

Artikelnummer: CM0017659



Einführung

EIF4ENIF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf den eukaryotischen Translationsinitiationsfaktor 4E-Transporter ab, eine wichtige P-body-Komponente, die die mRNA-Stabilität und Translation reguliert. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4ENIF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	4E-T; Clast4; EIF4ENIF1
Spezies	Mensch
GenID	56478
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem EIF4ENIF1 (NP_001157973.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRA8
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel