

Eif4G2/P97 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Ip Und Elisa - P78344

Artikelnummer: CM0006275



Einführung

EIF4G2/p97 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunhistochemie, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Translationsinitiation und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4G2/p97 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1982
GenID	1982
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 320-490 von menschlichem EIF4G2/p97 (NP_001409.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78344
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel