

Eif5A Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63241

Artikelnummer: CM0023160



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes eIF5A, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem eIF5A, beteiligt an Translationselongation und Ribosomenrettung. Ideal für die Forschung zu Proteinsynthese, Apoptose und viraler Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1984
Gen-ID	1984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-154 von humanem eIF5A (NP_001137234.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P63241
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel