


Eif6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P56537

Artikelnummer: CM0022452



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF6, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogenes EIF6 (27kDa) mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Translationsinitiation und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAB; EIF3A; eIF-6; p27BBP; ITGB4BP; b(2)gcn; p27(BBP); EIF6
Spezies	Human
Gen-ID	3692
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-245 von humanem EIF6 (NP_852133.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56537
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistasche