

Elac2 Kaninchen Pak - Q9Bq52

Artikelnummer: CM0028690



Einführung

ELAC2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA; erkennt menschliches, murines und rattiges ELAC2, eine mitochondriale tRNA-Verarbeitungsendonuklease, die an der RNA-Reifung und Ribosomenmontage beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELAC2 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60528
GenID	60528
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQ52
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel