

Elapor1 Kaninchen Pab - Q6Uxg2

Artikelnummer: CM0020119

Einführung

ELAPOR1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der humanes, murines und ratten-ELAPOR1 (111 kDa) detektiert. Dieser Endosomen/Lysosomen-assoziierte Apoptose- und Autophagie-Regulator ist ideal für Krebs- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELAPOR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIG121; KIAA1324; ELAPOR1
Spezies	Human
GeneID (human)	57535
GeneID	57535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-130 von humanem ELAPOR1 (NP_065826.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6UXG2
Proteingewicht	111 kDa
Versand	Eistasche