

Elmod3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Fg2

Artikelnummer: CM0026122

Einführung

ELMOD3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist ein GTPase-aktivierendes Protein für ARL2, das mit Hörverlust in Verbindung gebracht wird. Ideal für IVD und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELMOD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFN88; ELMOD3
Spezies	Human
GeneID (Human)	84173
GeneID	84173
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 290-381 des humanen ELMOD3 entspricht (NP_001128493.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96FG2
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eistasche