

Elovl6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H5J4

Artikelnummer: CM0020793

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ELOVL6, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt ELOVL6 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zur Verlängerung sehr langkettiger Fettsäuren und zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ELOVL6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FAE; LCE; FACE; hELO2; ELOVL6
Art	Mensch
Gen-ID	79071
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen ELOVL6 (NP_076995.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H5J4
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku